


과정 이름	KALS Provider Course
과정 설명	개정된 2015년 Guideline에 따른 한국전문소생술(Korean Advanced Life Support, KALS) Provider 교육과정이며, 병원 내 심정지 시뮬레이션 교육으로 한국 실정에 맞게 구성되어 있습니다.
교육생 대상	◎ 의사, 치과의사, 간호사, 1급 응급구조사, 간호학과/응급구조학과 교수 ◎ 의학과(본과 3, 4학년), 간호과(최종학년), 응급구조과(최종학년) 학생
프로그램	[첨부 1. KALS-P 프로그램] 참조
총 시간	4시간 30분~5시간 30분
과정 준비물	1) KALS Provider Manual  ▶ 교재 구입 안내 - 군자출판사 [http://www.koonja.co.kr] 통합검색에서 '한국전문소생술' 검색 > 'KALS 3 판' 2) Pre-course Self-Assessment (Pretest) < *교육기관에서 e-mail로 발송됨> 3) KALS algorithm < *교육기관에서 e-mail로 발송됨> 4) 신분증
술기/시뮬레이션 운영	한 조당 4~7명
강사 : 교육생	강사 1명당 최대 교육생 7명
마네킹 : 교육생	BLS 전용 마네킹 1대당 최대 교육생 2명/ ALS 전용 마네킹 1대당 최대 교육생 7명
제세동기 : 교육생	수동제세동기 1대당 최대 교육생 7명
평 가	1) 필기평가: Written test (총점 25점 중 21점 이상 (84% 이상) 합격) 2) 술기평가: TROICA(Training of In-hospital Cardiac Arrest) test (총점 30점 중 26점 이상 (84% 이상) 합격) *Written Test 점수 25점 중 23점 이상(90% 이상)받아야 KALS Instructor 과정에 신청가능
수료증 (회비)	유효기간은 2년입니다. 발급비는 2만원(20,000원)입니다.  
Renewal 과정	별도의 renewal 과정 프로그램이 없으며, New 과정으로 이수 받으면 됩니다.

Korean Advanced Life Support Provider Course

Contents	시간	시각	설명
Registration, check-up preparative homework	5	10:00-10:05	
Pretest 및 check up	10	10:05-10:15	
Opening comment and instructor introduction	5	10:15-10:20	
Course summary, Review of ACLS ECG rhythm	40	10:20-11:00	Lecture
Procedure lab			
Room A: recognition and team activation	20	11:00-11:20	Skills St. Poster
Room B: compression and BVM	20	11:20-11:40	Skills St. Poster
Break	5	11:40-11:45	
Room C: Alternative airway: LT, LMA, ETT	20	11:45-12:05	Skills St. Poster
Room D: Defibrillation-paddles, pads; medication	20	12:05-12:25	Skills St. Poster x 2
Break	5	12:25-12:30	
team work concepts & Simulation checklist review	10	12:30-12:40	Lectures
Simulation			
Arrest 4 rooms: [PEA/Asystole/VF session]	50	12:40-13:30	Algorithm poster
			-Test sheet
Lunch and Coffee Break		13:30-14:30	
Remind time) ECG guided KALS	10	14:30-14:40	Lecture
TROICA: In-hospital CA simulation test	40	14:40-15:20	Simulation test
Room A, B, C, D			-test sheet
Written test	20	15:20-15:40	
Remediation and wrap-up	10	15:40-15:50	

